

医疗电缆与部件

2019-2020

匠心橙品 汇智天下





血氧

血氧探头与血氧连接电缆

- 兼容性系列血氧探头与连接电缆
- 适合不同大小的病人使用：成人，儿童，婴儿，新生儿
- 多种探头可供选择：手指夹，软指套，捆绑式，Y型，耳夹及粘附型
- 重复用与一次性使用



体温

体温探头与体温连接电缆

- 监护体温探头及连接电缆
- 探头应用：通用 / 体表
- 适用病人：成人 / 儿童
- 重复用与一次性应用
- 快速体温探头



监护心电

心电电缆与导联线

- 一体化电缆，主电缆及导联线
- 多种电极端可选：扣式，钳式，新生儿钳式
- 美标 / 欧标
- 重复用与一次性使用



诊断心电

心电电缆与附件

- 一体化电缆，主电缆，导联线及数据电缆
- 多种电极端应用：4mm 香蕉插，3mm 针插，扣式，钳式
- 美标 / 欧标
- 多种附件可选如四肢夹，胸吸球



无创血压

血压袖套与血压连接管

- 袖套，血压管及血压接头
- 单管 / 双管不同大小袖套：大腿，大成人 / 成人，小成人，儿童，婴儿及新生儿
- 适用成人 / 儿童及新生儿的血压连接管
- 重复用有囊 / 无囊袖套及一次性无纺布袖套



有创压

有创压连接电缆与传感器

- 有创血压连接电缆，转换电缆与传感器
- 多种连接电缆适用主流传感器：Argon, B. Braun(贝朗), B.D., Edward(爱德华), Medex/Abbott(雅培), Utah(尤他) 及 PVB
- 单通道 / 双通道



胎监

胎儿监护仪探头与电缆

- 胎心 / 超声探头
- 宫缩压力探头
- 胎儿心电电缆
- 胎动标记电缆及探头绑带



氧气

医用氧电池

- 氧电池
- 附件



二氧化碳

呼末二氧化碳传感器与附件

- 旁流传感器
- 主流传感器
- 附件及耗材



部件

设备维修备件

- 胎儿监护探头
- 遥测发射盒
- 监护仪 / 模块
- 输液泵



多参数

多参数电缆

- 多参数集成电缆
- 心电 / 血氧 / 体温



动物

动物用生命体征附件

- 心电电极转化夹
- 血氧探头及夹子
- 血压袖套
- 体温探头
- 二氧化碳传感器

关于 橙汇科技

秉承打造“匠心橙品”的使命，橙汇科技将成为专业医疗附件及部件制造的新标杆！

拥有行业二十年以上的研发、生产及质量管理的卓越团队，及对医疗器械售后服务需求的洞察，橙汇科技正为我们的客户提供高品质的医疗产品及最有效的行业解决方案。

生产基地坐落于深圳光明新区 - 医疗产品核心制造中心，应用行业最先进的生产制造设备，检测中心及 IT 化智能生产管理平台。全面符合及实施医疗器械质量管理体系 ISO13485: 2016，系列产品通过美国 FDA 市场准入，欧盟 CE 认证及中国 CFDA 注册。

专业的国际化团队，严苛的质量管理及先进的设施及技术的应用，让我们高效地为全球客户提供高品质且富有竞争力的医疗附件及维修备件产品！

联系我们

- ☎ 0755 2369 9939
- ✉ info@orantech.com
- 🌐 www.orantech.com
- 📍 营销中心：深圳蛇口太子路海景广场 22A(海上世界)

